



QualyLive

Live with more quality

QualyBone

Dental



100%

FOSFATO
TRICÁLCICO (BETA-TCP)

■ É UMA CERÂMICA POROSA SINTÉTICA. O PRINCIPAL OBJETIVO É O DE PREENCHER DEFEITOS OU CAVIDADES ÓSSEAS

■ INDUZ A REGENERAÇÃO E O CRESCIMENTO ÓSSEO, ESTIMULANDO A PROLIFERAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO DOS OSTEÓBLASTOS

■ DEVIDO À SUA CONFIGURAÇÃO EM FORMATO DE MALHA APRESENTA UMA ELEVADA POROSIDADE FACILITANDO A PROLIFERAÇÃO DAS CÉLULAS ÓSSEAS, PARA OS ESPAÇOS VAZIOS

■ ESTE FORMATO DÁ-LHE UMA EXCELENTE RESISTÊNCIA MECÂNICA

■ É SUBSTITUÍDO POR NOVO TECIDO ÓSSEO DURANTE O PROCESSO DE REGENERAÇÃO ÓSSEA, ADESÃO CELULAR OBSERVADA APÓS 5 DIAS

INDICAÇÕES

- PREENCHIMENTO DE DEFEITOS OU CAVIDADES ÓSSEAS
- AUMENTO DE VOLUME EM DEFEITOS ÓSSEOS QUE NÃO SÃO INTRÍNSECOS À ESTABILIDADE DA ESTRUTURA ÓSSEA:
 - Reconstrução de vazios tumorais e defeitos de cisto
 - Aumento da crista
 - Regeneração alveolar
 - Regeneração de defeitos periodontais
 - Elevação do seio maxilar



POR QUE ESCOLHER QUALYBONE TCP?

SEGURANÇA

100% SINTÉTICO E REABSORVÍVEL

REABSORVÍVEL

DE 6 A 12 MESES, DURANTE ESTE PERÍODO É SUBSTITUÍDO POR NOVO TECIDO ÓSSEO

RADIOPACO

EXCELENTES PROPRIEDADES PARA O CONTROLO RADIOLÓGICO DURANTE O PROCESSO DE REGENERAÇÃO ÓSSEA

ELEVADA COESIVIDADE E CONSERVAÇÃO DO VOLUME

SENDO MUITO HIDROFÍLICO CONFERE-LHE UMA EXCELENTE COESIVIDADE DAS PARTÍCULAS, O QUE POR SUA VEZ PERMITE A CONSERVAÇÃO DO VOLUME DA CAVIDADE INICIAL


VASCULARIZAÇÃO

INDUZ O PROCESSO DE VASCULARIZAÇÃO LOGO APÓS A INTERVENÇÃO

APLICAÇÃO DIRETA

NÃO É NECESSÁRIA MEMBRANA DEVIDO ÀS SUAS PROPRIEDADES FÍSICAS E MECÂNICAS

FÁCIL DE USAR:



GEOMETRIA	TAMANHO	QUANTIDADE	REF.
GRÂNULOS	0,1 - 0,5 mm	0,5g	QBT010505G
		0,5 x 5	QBT010505P
		1g	QBT010510G
		1g x 5	QBT010510P
	0,5 - 1 mm	0,5g	QBT050105G
		0,5g x 5	QBT050105P
		1g	QBT050110G
		1g x 5	QBT050110P
	1 - 2 mm	0,5 g	QBT010205G
		0,5g x 5	QBT010205P
		1g	QBT010210G
		1g x 5	QBT010210P
BLOCOS	5x10x15 mm	1 UNIDADE	QBT051015B



Qualy Live
 Rua Soares dos Reis, 1183 - R/C Eq
 4430-241 - Mafamude - Vila Nova de Gaia
 Porto - Portugal
 ☎ +351 215861750
 ☎ +351 935652996
 ✉ qualylive@qualylive.com
 🌐 www.qualylive.com

Ver. PT_Dental_TCP_09062022